

SILIPOS®

Engineered to Cushion and Protect™



Silipos Holding LLC
7049 Williams Road
Niagara Falls, NY 14304
1-800-229-4404
Made in USA
www.silipos.com

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

CH REP



WMDE B.V.
Bergerweg 18
6085 AT Horn
Holland

EC REP



WMDE UK Ltd.
The New Barn Mill Lane
Eastry, Sandwich, England
CT130JW

© Silipos Holding, LLC

9578
Rev. 9

(LT) Lietuviškai

Pusiau Padengtas Kūno Įtvaras yra megztas įtvaras su medicininės kokybės mineralinio aliejaus geliu, iš vienos pusės pilnai padengtu tam, kad suteikti aukščiausią smūgio absorbciją kol tuo pat metu drėkina odą. 10-ies pėdų ilgio ritinys gali būti pakirptas iki reikiamo dydžio.

PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS Plauti rankomis. Džiovinkite natūraliai. 20 valandų nešiojimas.

ĮSPĖJIMAI Jeigu sergate cukriniu diabetu arba sutrikusia kraujotaka, pasikonsultuokite su gydytoju prieš šio produkto naudojimą. Nedelsiant nustokite naudoti šį produktą jeigu jaučiate skausmą, nutirpimą, pastebėjote spalvos pasikeitimą arba odos dirginimą. Jei šie simptomai tęsiasi, pasikonsultuokite su medicinos specialistu. Nenaudokite ant atvirų žaizdų. Laikykite vaikams ir gyvūnams neprieinamoje vietoje. Be latekso ir "pagaminti be natūralios latekso gumos". Apie bet kokį su prietaisu susijusį rimtą incidentą turėtų būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

(MT) bi-Malti

Half Coated Body Sleevng huwa kalzetta tal-malja b'gel taż-żejt minerali ta' grad mediku miksjia

kompletament fuq naħa waħda biex tipprovdi assorbiment massimu ta' vibrazzjonijiet waqt li tratabb il-gilda. Rombli ta' 10 piedi jistghu jinqatghu għad-daqs mixtieq.

KURA U UŽU Ahsel bi-Idejn. Hallih jinxfet b'mod naturali. 20 siegha ta' užu.

TWISSIJET Jekk għandek id-djibete jew ċirkolazzjoni ħażina, ikkonsulta lit-tabib tiegħek qabel tuża dan il-prodott. Jekk ikollok Uġigh, tneħħim, tibdil fil-kulur, jew irritazzjonijiet, waqfaq l-użu immedjatement. Jekk is-sintomi jipersistu, ikkonsulta professjonist mediku. Tpoġġix il-prodott fuq feriti mituħa. Zomm fejn ma jintlahaqx mit-ftal u mill-annimali domestiċi. Hieles mill-Latex & "Mħux magħmul minn latex tal-lastiku naturali" Kwalunkwe incident serju li seħf f'konnessjoni mal-apparat għandu jigi rrapportat lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit l-utent u/jew il-pazjent.

(PL) Polski

Półpewlekany rękaw ochronny to dzianinowy rękaw z żelem z oleju mineralnego do zastosowań medycznych całkowicie pokryty z jednej strony, aby zapewnić maksymalną absorpcję wstrząsów przy jednoczesnym nawilżeniu skóry. Rolki o długości 3 metrów mogą być cięte do pożądanego rozmiaru.

PIELĘGNACJA I STOSOWANIE Prac ręcznie. Suszyć na powietrzu. 20 godzin użytkowania.

OSTRZEŻENIA W przypadku cukrzycy lub słabego krążenia, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się lekarzem. W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, przebarwień lub podrażnień, należy natychmiast przerwać stosowanie. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Nie umieszczaj produktu na otwartych ranach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Bez lateksu oraz "Wyprodukowano bez użycia naturalnego lateksu" Każdy poważny incydent, którego wystąpienie ma związek z urządzeniem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

(PT) Português

A **Manga de corpo semi-revestida** é uma manga de malha com gel de óleo mineral de grau medicinal completamente revestida de um lado para proporcionar a máxima absorção de choque enquanto hidrata a pele. Os 10 rolos de pés podem ser cortados no tamanho desejado.

CUIDADOS E UTILIZAÇÃO Lavagem das mãos. Secagem ao ar livre. 20h de utilização.

AVISOS Se tiver diabetes ou má circulação, consulte o seu médico antes de utilizar este produto. Se ocorrer dor, dormência, descoloração ou irritações, interromper imediatamente a utilização. Se os sintomas persistirem, consultar um profissional médico. Não colocar o produto sobre feridas abertas. Manter fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Sem látex e "Não fabricado com látex de borracha natural" Qualquer incidente grave que decorra da utilização do dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

(RO) Românește

Half Coated Body Sleevng (Manșon corporal cu semi-protectie) este un manșon tricostat, cu gel din ulei mineral medical, cu protectie completă pe o parte, pentru a asigura o absorbtie maximă a șocurilor, hidratând în același timp pielea. Rolele de 3,1 m pot fi tăiate la dimensiunea dorită.

ÎNGRIJIRE ȘI UTILIZARE A se spăla manual. A se usca la aer. Purtare: 20 de ore.

AVERTISMENTE Dacă aveți diabet zaharat sau circulație slabă, consultați medicul înainte de a utiliza acest produs. Dacă apare durere, amorțeală, decolorare sau iritații, întrerupeți imediat utilizarea. Dacă simptomele persistă, consultați un medic specialist. Nu aplicați produsul pe răni deschise. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Nu conține latex și „nu este fabricat cu latex din cauciu natural” Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

(SK) Slovenčina

Návleky s jednostranným poťahom sú pletené návleky s géloom z minerálneho oleja lekárskej kvality, ktoré sú úplne potiahnuté na jednej strane a poskytujú maximálnu absorpciu nárazov a zároveň zvlhčujú pokožku. Návleky s dĺžke 10 stop je možné nastrihať na požadovanú veľkosť.

STAROSTLIVOSŤ A POUŽITIE Ručné umývanie. Vysušte na vzduchu. Používajte po dobu 20 hodín.

VAROVANIA Ak máte cukrovku alebo slabý krvný obeh, pred použitím tohto výrobku sa poradte so svojim lekárom. Ak pociťujete bolesti, znecitlivenie, zmenu farby alebo podráždenie, výrobok okamžite prestaňte používať. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Neumiestňujte výrobok na otvorené rany. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov. Výrobok je bez osahu latexu a „nie je vyrobený z prírodného kaučuku“ Akákoľvek vážna udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s pomockou, by mala byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je užívateľ alebo pacient usadený.

(SL) Slovensky

Povoj z enostranskim nanosom je pleteni povoj z enostranskim nanosom medicinskega mineralnega gela, ki zagotavlja maksimalno absorpcijo udarcev in hkratno vlaženje kože. 10 čevljev (približno tri metre) dolg zvitek je mogoče razrezati na željeno velikost.

NEGA IN UPORABA Ročno pranje. Sušenje na zraku. 20-urna uporaba.

OPOZORILA Če imate sladkorno bolezen ali slabšo prekrvavitev, se pred uporabo tega izdelka posvetujte s svojim osebnim zdravnikom. Če se pojavi bolečina, otrplost, sprememba barve kože ali draženje, takoj prenehajte z uporabo. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Izdelka ne polagajte na odprte rane. Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. Ne vsebuje lateksa in "Ni narejeno iz lateksa iz naravnega kavčuka". Vsak resnejši incident, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri je uporabnik in / ali pacient.

(ES) Español

Las **funda corporales medio revestidas** son fundas tejidas con gel de aceite mineral de grado médico completamente recubiertas por un lado para proporcionar la máxima absorción de impactos mientras hidratan la piel. Puede cortar 10 rollos para pie con el tamaño deseado.

CUIDADO Y USO Lavar a mano. Secar al aire. 20 horas de uso.

ADVERTENCIAS Si tiene diabetes o mala circulación sanguínea, consulte con su médico antes de usar este producto. Si experimenta dolor, entumecimiento, decoloración o irritación, deje de usarlo inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte con un profesional médico. No colocar el producto sobre heridas abiertas. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Sin látex y no fabricado con látex de caucho natural. Se debe informar de todos los incidentes graves ocurridos en relación con el dispositivo al fabricante y la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o paciente.

(SV) Svenska

Det **halvbelagda kroppsförbandet** är ett stickat förband med medicinskt mineraloljegel helt belagt på ena sidan för att ge maximal stötdämpning och återfukta huden. 3 meters rullar kan skäras till önskad storlek.

SKÖTSEL OCH ANVÄNDNING Handtvätta. Lufttorka. 20 timmars användning.

VARNINGAR Om du har diabetes eller dålig cirkulation, rådgör med din läkare innan du använder produkten. Avbryt användningen omedelbart om det uppstår smärta, domningar, missfärgning eller irritationer. Kontakta en läkare om symtomen kvarstår. Applicera inte produkten över öppna sår. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Latexfri & "Inte gjord med naturgummilatex" Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad.


SILIPOS®

MEDICAL



HALF-COATED BODY SLEEVING

DIRECTIONS FOR USE & CARE



WARNINGS



* Not made with natural rubber latex

(BG) Български

Чорапът за тяло е плетен чорап с гел с медицинско минерално масло, изцяло покрит от едната страна, за да осигури максимално поглъщане на удари, като същевременно овлажнява кожата. Могат да се отрежат парчета според индивидуалните нужди.

Грижи и употреба Да се пере на ръка. Да се суши на въздух. Да се носи максимум 20 часа на ден.

Предупреждения Ако имате диабет или лоша циркулация на кръвта, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате този продукт. Ако се появи болка, изтръпване, обезцветяване или дразнене, незабавно прекратете използването на продукта. Ако симптомите продължават, консултирайте се с медицинско лице. Не поставяйте продукта върху отворени рани. Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Без латекс и „не съдържа латекс от естествен каучук“ Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която се намира потребителят и/или пациентът.

(HR) Hrvatski

Poluobložena navlaka za tijelo je pletena navlaka s gelom od medicinskog mineralnog ulja u potpunosti obložena s jedne strane kako bi se osigurala maksimalna apsorpcija udara uz istovremeno vlaženje kože. Deset (10) svitaka za stopala može se rezati na željenu veličinu.

NJEGA I UPOTREBA Ručno pranje. Sušenje na zraku. 20 sati nošenja.

UPOZORENJA Ako imate dijabetes ili imate lošu cirkulaciju, prije upotrebe ovog proizvoda posavjetujte se s liječnikom. Ako se pojave bol, utrnulost, promjena boje ili iritacije, odmah prekinite upotrebu. Ako simptomi potraju, obratite se liječniku. Ne stavljajte proizvod na otvorene rane. Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Ne sadrži latak i „Nije napravljeno od lateksa od prirodne gume“ Sve ozbiljne incidente u vezi s uređajem trebajte prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju sjedište, odnosno prebivalište.

(CZ) Čeština

Half Coated Body Sleeveing je pletený materiál, jehož jedna strana je kompletně potažená lékařským minerálním olejovým gelem, jenž poskytuje hydrataci pokožky a zároveň maximální odolnost vůči nárazům. 3m role je možné zastříhnout na požadovanou velikost.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE Omývejte ručně, Nechávejte oschnout na vzduchu, Lze nosit až 20 hodin.

UPOZORNĚNÍ Pokud máte cukrovku nebo špatný krevní oběh, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. V případě bolesti, necitlivosti, změny zbarvení kůže nebo podráždění si výrobek ihned sejměte. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Výrobek neobsahuje latex ani latex z přírodního kaučuku. Každý vážný incident, ke kterému v souvislosti se zařízením dojde, je nutno nahlásit výrobci a příslušnému úřadu pro členský stát, v kterém má uživatel nebo pacient své sídlo.

(DK) Dansk

Half Coated Body Sleeveing er strikket hylster med mineraloliegel af medicinsk kvalitet, der er helt belagt på den ene side for at give maksimal støddabsorbering, samtidig med at det fugter huden. Ruller på 3 meter kan klippes til den ønskede størrelse.

PLEJE & BRUG Håndvask. Lufttørres. 20 timers brug.

ADVARSLER Hvis du har diabetes eller dårligt blodomløb, skal du kontakte din læge, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår smerter, følelsesløshed, misfarvning eller irriterationer, skal du straks afbryde brugen. Kontakt lægen, hvis symptomerne vedvarer. Undgå at anbringe produktet over åbne sår. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Latexfri & "Ikke fremstillet med naturgummilatak" Enhver alvorlig hændelse, der er forekommet i forbindelse med brug af udstyret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten bor.

(NL) Nederlands

De **Half Coated Body Sleeveing** is een gebreide sleeve met aan één zijde een complete minerale oliegeelcoating van medische kwaliteit voor maximale schokabsorptie en hydratatie van de huid. Rollen van 3,1 m kunnen op de gewenste maat worden geknipt.

VERZORGING EN GEBRUIK Met de hand wassen. Aan de lucht drogen. 20 uur lang dragen.

WAARSCHUWINGEN Als u diabetes of een slechte bloedsomloop heeft, kunt u uw arts raadplegen alvorens dit product te gebruiken. Indien pijn, gevoelloosheid, verkleuring of irritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Als de symptomen aanhouden, neem dan contact op met een arts. Plaats het product niet op open wonden. Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. Latexvrij en "Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatak" Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

(EN) English

Half Coated Body Sleeveing is knit sleeving with medical grade mineral oil gel completely coated on one side to provide maximum shock absorption while moisturizing the skin. 10 foot rolls can be cut to desired size.

DIRECTIONS FOR USE & CARE Hand wash, Air dry, 20 hours of wear.

WARNINGS If you have diabetes or poor circulation, consult your physician before using this product. If pain, numbness, discoloration, or irritation occurs, discontinue use immediately. If symptoms persist, consult a medical professional. Do not place product over open wounds. Keep out of reach of children and pets. Latex free & "Not made with natural rubber latex" Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

(ET) Eesti

Pooleldi kaetud kehavarrukad on kootud varrukad meditsiinilise mineraalõli geeliga, mis on ühelt poolt täielikult kaetud, et tagada maksimaalne põrutuskindlus, samaaegselt nahka niisutades. 10 jalarulli, mida saab lõigata sobivasse suurusesse.

HOOLDUS JA KASUTAMINE Käsitamisepu. Öhkkuivatus. Kandmisaeg 20 tundi.

HOIATUSED Kui teil on diabeet või kehv vereringe, siis konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga. Kui ilmneb valu, tuimus, värvimuutus või ärritus, siis lõpetage koheselt kasutamine. Kui sümptomid ei kao, siis pöörduge meediku poole. Ärge asetage toodet lahtistele haavadele. Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Lateksivaba ja ei sisalda looduslikku kummilateksit. Kõikidest selle vahendiga seotud tõsistest juhtumitest tuleks teatada tootjale ja pädevale asutusele, mille liikmesriigis kasutaja ja/või patsient elab.

(FI) Suomi

Puolipinnoitettu varjaloise on neuleside, jonka toinen puoli on kokonaan päälystetty lääkinällisellä mineraalijölygeelillä, joka tarjoaa maksimaalisen iskunvaimennuksen ja samalla kosteuttaa ihoa. 10 jalkarullaa voidaan leikata haluttuun kokoon.

HOITO JA KÄYTTÖ Käsinpesu. Ilmakuivaus. Käyttöaika: 20 tuntia.

VAROITUKSET Jos sinulla on diabetes tai huono verenkierto, ota yhteys lääkäriisi ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos sinulle ilmenee kipua, tunnottomuutta, värimuutoksia tai ärsytyksiä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Älä aseta tuotetta avoimien haavojen päälle. Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa Lateksiton. Ei valmistettu luonnonkumilateksista. Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion pätevälle viranomaiselle, johon käyttäjä/potilas on sijoittautunut.

(FR) Français

La **Half Coated Body Sleeveing** est une gaine tricotée avec un gel à base d'huile minérale de qualité médicale entièrement enduite d'un côté pour fournir une absorption maximale des chocs tout en hydratant la peau. 10 rouleaux pour les pieds qui peuvent être coupés à la taille désirée.

ENTRETIEN ET UTILISATION Lavage à la main, Sécher à l'air libre, 20h de durée d'utilisation.

AVERTISSEMENTS Si vous souffrez de diabète ou d'une mauvaise circulation sanguine, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. En cas de douleur, d'engourdissement, de décoloration ou d'irritation, cessez immédiatement son utilisation. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un professionnel de santé. Ne placez pas le produit sur des plaies ouvertes. Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Sans latex et « N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel » Il est impératif de signaler tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside.

(DE) Deutsch

Die **Halbbeschichtete Körperhülle** ist eine Strickhülle, die auf einer Seite vollständig mit medizinischem Mineralölgel beschichtet ist, um maximale Stoßdämpfung zu bieten und gleichzeitig die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Von den 3-Meter-Rollen können Stücke der gewünschten Größe abgeschnitten werden.

PFLEGE & GEBRAUCH Von Hand waschen, An der Luft trocknen, 20 Stunden Tragedauer.

HINWEISE Wenn Sie an Diabetes oder Kreislaufstörungen leiden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Schmerzen, Taubheitsgefühl, Verfärbungen oder Reizungen auftreten, stellen Sie die Anwendung sofort ein. Wenn die Symptome weiterhin bestehen, wenden Sie sich an einen Arzt. Produkt nicht über offenen Wunden anbringen. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Latexfrei, nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

(GR) Ελληνικά

Το **Προστατευτικό περίβλημα σώματος επιστρωμένο στη μία πλευρά** είναι πλεκτό προστατευτικό περίβλημα με γέλι από ορυκτέλαιο για ιατρική χρήση, πλήρως επιστρωμένο στη μία πλευρά για να παρέχει τη μέγιστη απορρόφηση κραδασμών ενώ ενυδατώνει το δέρμα. 10 ρολά ποδιών που μπορούν να κοπούν στο επιθυμητό μέγεθος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Πλύσιμο στο χέρι, Στέγνωμα στον αέρα, 20 ώρες χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αν έχετε διαβήτη ή κακή κυκλοφορία του αίματος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αν παρατηρηθεί πόνος, μούδιασμα, αποχρωματισμός του δέρματος ή ερεθισμός, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας. Μην εφαρμόζετε το προϊόν επάνω σε ανοιχτές πληγές. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Χωρίς Λάτεξ και «Δεν είναι φτιαγμένο από φυσικό ελαστικό λάτεξ» Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

(HU) Magyar

A **Half Coated Body Sleeveing** az egyik oldalán a bőr hidratálása és a maximális ütéselelyezés érdekében gyógyászati minőségű ásványiolaj-géllal teljesen bevont kötött csökötszer. A 305 cm-es tekercs a kívánt méretre vágható.

ÁPOLÁS ÉS HASZNÁLAT Kézi mosás, Szárítás levegőn, 20 órán keresztül használható, **FIGYELMEZTETÉSEK** Amennyiben cukorbeteg, vagy más okból vérkeringéssel kapcsolatos problémái vannak, a termék használata előtt konzultáljon orvosával. Ha fájdalom, zsigbadás, elszíneződés vagy irritáció jelentkezik, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Ne helyezze a terméket nyílt sebek fölé. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Latex mentes és „Nem természetes latexgumiból készült” Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett bármilyen súlyos eseményről jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amelyben a felhasználó és / vagy a páciens letelepedett.

(GA) Gaeilge

Tá **Muinchille Coirp Leath-Chumhdaithe** cníotáilte le ola mianrach míocháine cumhdaithe go hiomlán ar thaobh amháin chun an méid is mó ionsúcháin turrainge a sholáthar, agus an craiceann á mhaothú. Is féidir le rollaí 10 troigh a ghearradh chuig an tomhas inmhianaithe.

CÚRAM AGUS ÚSÁID Níochán Láimhe. Triomú Air. 20h uisce.

RABHAIDH Má tá diaibéiteas nó droch-imshrúthú ort, Labhair le do dhochtúir sula n-úsáideann tú an táirge seo. Má tharlaíonn pian, maóile, dídhathú, nó greannú, scoir den úsáid láithreach. Má leanann siomptóim, labhair le gairmí liachta. Ná cuir an táirge ar chneácha oscaite. Coinnigh amach ó aimsiú leanaú agus peataí. Saor ó Laitéis agus "níl sé déanta le laiteis rubair nádúrtha" Ba cheart aon eachtra thromchúiseach a bhaineann leis an bhfeiste seo a thuariscíú don mhonaróir agus don údarás iniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-úsáideoir agus/nó an t-othar lonnaithe.

(IT) Italiano

La **Benda semirivestita** è una guaina in maglia con gel polimerico completamente rivestita su un lato per fornire il massimo assorbimento degli urti mentre idrata la pelle. Può essere tagliata a misura in 10 guaine per piede.

CURA E UTILIZZO Lavare a mano, Asciugare all'aria, 20 ore di utilizzo.

AVVERTENZE In caso di diabete o problemi di circolazione, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto. Se si verificano dolore, intorpidimento, scolorimento o irritazioni, interrompere immediatamente l'utilizzo. Se i sintomi persistono, consultare un medico. Non posizionare il prodotto su ferite aperte. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Senza lattice. Non contiene lattice di gomma naturale. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui risiedono l'utilizzatore e/o il paziente.

(LV) Latviešu

Half Coated Body Sleeveing ir ortozes apsējs ar medicīniskas kvalitātes minerāleļļas gēlu, kas pilnībā pārklāta no vienas puses, lai nodrošinātu maksimālu triecienu absorbciju, vienlaikus mitrinot ādu. 3 metru (10 pēdas) rullus var sagriezt vēlamo izmērā.

KOPŠANA UN LIETOŠANA Mazgāt ar rokām, Žāvēt gaisā, Valkāt 20 stunda,

BRĪDINĀJUMI Ja Jums ir cukura diabēts vai asinsrites problēmas, pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja rodas sāpes, nejutīgums, ādas krāsas maiņa vai kairinājums, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Neuzklājiet produktu uz atvērtām brūcēm. Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nesatur lateksu. "Nav izgatavots no dabīgā kaučuka lateksa" Par jebkuru nopietnu incidentu, kas radies sakarā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam vai kompetentai iestādei tai dalībvalstī, kur atrodas lietotājs un/vai pacients.